

ZESTAW DO ZNIECZULENIA PODPAJĘCZYNÓWKOWEGO

typ Standard



Znieczulenie podpajęczynówkowe jest powszechnie stosowane w zabiegach chirurgicznych, zwłaszcza w zabiegach urologicznych, ginekologicznych i ortopedycznych. Zestaw do znieczuleń podpajęczynówkowych służy również do wykonywania diagnostycznych nakłuć lędźwiowych.

Elementy zestawu:

- igła STANDARD (ostrze typ Quincke)
- igła prowadząca
- igła do znieczuleń 0,5 x 25 mm
- igła do pobierania leków 0,9 x 40 mm
- strzykawka 2.5 ml
- strzykawka 5 ml

Numer katalogowy:	Rozmiar igły prowadzącej [G]	Rozmiar igły podpajęczynówkowej STANDARD [G]	Długość igły podpajęczynówkowej STANDARD [mm]	Kolor nasadki
ZIPPS18G	- - -	18	90	różowy
ZIPPS19G	- - -	19		kremowy
ZIPPS20G	- - -	20		żółty
ZIPPS21G	- - -	21		zielony
ZIPPS22G	- - -	22		czarny
ZIPPS23G	- - -	23		niebieski
ZIPPS24G	20	24		niebieski
ZIPPS25G	20	25	90, 130	pomarańczowy
ZIPPS26G		26		brązowy
ZIPPS27G	22	27	90	szary
ZIPPS29G		29		czerwony

Przy zamawianiu należy podać nr katalogowy wyrobu, np.: ZIPPS27G.