


ZESTAW DO KANIULACJI DUŻYCH NACZYŃ

dwukanałowy



Kateter do kaniulacji dużych naczyń jest kateterem umieszczanym w dużej żyły w szyi (żyła szyjna wewnętrzna), klatce piersiowej (żyła podobojczykowa lub żyła pachowa) lub pachwinie (żyła udowa).

Elementy zestawu:

- kateter (w wersji dwukanałowej)
- igła
- prowadnik
- rozszerzacz
- skalpel
- strzykawka
- motylek z zaciskiem
- korek luer lock
- łącznik Y*

* opcja

Numer katalogowy:	Rozmiar katetera [F]	Długość katetera [cm]	Rozmiar rozszerzacza [F]	Długość rozszerzacza [cm]	Rozmiar igły [G]	Długość igły [mm]	Rozmiar prowadnika [inch]	Długość prowadnika [cm]	Typ prowadnika
ZKDND4F10	4	10	5	12	20	38	.022	50	"J"
ZKDND4F15	4	15	5	12				50	
ZKDND4F20	4	20	5	12				60	
ZKDND4F30	4	30	5	12				80	
ZKDND5F10	5	10	6	12	19	50	50		
ZKDND5F15	5	15	6	12			50		
ZKDND5F20	5	20	6	12			60		
ZKDND6F15	6	15	7	12	18	70	.027	50	
ZKDND6F20	6	20	7	12				60	
ZKDND7F15	7	15	8	12			.035	50	
ZKDND7F20	7	20	8	12				60	
ZKDND7.5F20	7.5	20	8	12	18	70	.035	60	
ZKDND8F15	8	15	9	12				50	
ZKDND8F20	8	20	9	12				60	
ZKDND9F20	9	20	10	12				60	

Przy zamawianiu należy podać nr katalogowy, np.: ZKDND7F20.

UWAGA: Zamówienie specjalne może zawierać łącznik Y.

Przy zamawianiu należy dodać literę „Y” na końcu numeru katalogowego wyrobu- np.: ZKDND7.5F20Y.