

ZESTAW DO DIALIZY

dwukanałowy



Elementy zestawu:

- kateter dwukanałowy
- koszulka przewodnika
- igła 18 G, długość 7 cm
– dla katetera 6.5 F,
igła 19 G, długość 7 cm
- przewodnik
- dilator I
- dilator II

Elementy opcjonalne



Typ prosty

| Numer katalogowy: przewodnik typ "J" | Reference: guidewire Straight type | Rozmiar katetera [F] | Długość katetera [cm] | Rozmiar dilatora I/II [F] | Rozmiar przewodnika [cale] | Długość przewodnika [cm] | Wersja | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|-------|--------|----|
| ZDD6.5F10 | ZDD6.5F10P | 6,5 | 10 | 7/8 | 0,027" | 60 | Pediatryczny | | | |
| ZDD6.5F12 | ZDD6.5F12P | | 12 | | | | | | | |
| ZDD7F10 | ZDD7F10P | 7 | 10 | | | | | | | |
| ZDD7F15 | ZDD7F15P | | 15 | | | | | | | |
| ZDD8F10 | ZDD8F10P | 8 | 10 | 8/10 | 0,035" | | | | | |
| ZDD8F12 | ZDD8F12P | | 12 | | | | | | | |
| ZDD8F15 | ZDD8F15P | | 15 | | | | | | | |
| ZDD9F10 | ZDD9F10P | 9 | 10 | | | | | 10/12 | 0,035" | 70 |
| ZDD9F15 | ZDD9F15P | | 15 | | | | | | | |
| ZDD11F15 | ZDD11F15P | 11 | 15 | | | | | | | |
| ZDD11F18 | ZDD11F18P | | 18 | | | | | | | |
| ZDD11F20 | ZDD11F20P | | 20 | | | | | | | |
| ZDD11.5F15 | ZDD11.5F15P | 11,5 | 15 | 12/14 | | | | | | |
| ZDD11.5F20 | ZDD11.5F20P | | 20 | | | | | | | |
| ZDD12F15 | ZDD12F15P | 12 | 15 | | | | | | | |
| ZDD12F18 | ZDD12F18P | | 18 | | | | | | | |
| ZDD12F20 | ZDD12F20P | | 20 | | | | | | | |
| ZDD13F15 | ZDD13F15P | 13 | 15 | | | | | | | |
| ZDD13F18 | ZDD13F18P | | 18 | | | | | | | |
| ZDD13F20 | ZDD13F20P | | 20 | | | | | | | |

Przy zamawianiu należy podać nr katalogowy wyrobu, np.: ZDD12F20.

UWAGA:

Na zamówienie istnieje możliwość doboru dodatkowych elementów.

Przy zamawianiu należy dodać na końcu numeru katalogowego odpowiednie litery:

S – skalpel

Y – nasadka Y

SR – Strzykawka prowadząca 5 ml

SL – Strzykawka 5 ml

KLLT – Złączka TEGO

KLLI – Nasadka wtryskowa

IY – Igła V

N – Przewodnik nitinolowy

H – Powłoka hydrofilna

np.: ZDD12F20HPYKLLT.

Na zamówienie dostępne różne rozmiary i długości kateterów do dializy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy.

Dostępność oraz parametry mogą ulec zmianie. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielem handlowym spółki Balton.