

ZESTAW DO DIALIZY


jednokanałowy, typ prosty



Elementy zestawu:

- kateter jednokanałowy, typ prosty
- igła 18 G, długość 7 cm
- przewódnik
- dilator I
- dilator II

Elementy opcjonalne



Numer katalogowy: przewódnik typ "J"	Numer katalogowy: przewódnik typ prosty	Rozmiar katetera [F]	Długość katetera [cm]	Rozmiar dilatora I/II [F]	Rozmiar przewódnika [cale]	Długość przewódnika [cm]
ZDJP8F10	ZDJP8F10P	8	10	8/10	0,035"	60
ZDJP8F15	ZDJP8F15P		15			
ZDJP8F20	ZDJP8F20P		20			

Przy zamawianiu należy podać nr katalogowy wyrobu, np.: ZDJP8F20.

UWAGA:

Na zamówienie istnieje możliwość doboru dodatkowych elementów.

Przy zamawianiu należy dodać na końcu numeru katalogowego odpowiednie litery:

S – skalpel

Y – nasadka Y

SR – Strzykawka prowadząca 5 ml

SL – Strzykawka 5 ml

KLLT – Złączka TEGO

KLLI – Nasadka wtryskowa

IY – Igła V

N – Przewódnik nitinolowy

H – Powłoka hydrofilna

np. ZDJP8F15HYKLLT

Na zamówienie dostępne różne rozmiary i długości kateterów do dializy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy.