

## ZESTAW DO ZNIECZULENIA ZEWNĄTRZOPONOWEGO MAŁY



Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego przeznaczony jest do wprowadzania środków przeciwbólowych lub opiatów. Znieczulenie zewnątrzoponowe może być stosowane:

- Tylko w celu znieczulenia (np. podczas porodu).
- Jako uzupełnienie znieczulenia ogólnego. Dotyczy szerokiej gamy zabiegów np. histerektomia, rekonstrukcja biodra, laparotomia lub nawet otwarta operacja tętniaka aorty.
- Jako jedyna technika do znieczulenia chirurgicznego (np. cesarskie cięcie).
- Dla pooperacyjnej lub pourazowej analgezji.

## Elementy zestawu:

- igła Tuohy
- kateter epiduralny z nasadką
- filtr przeciwbakteryjny płaski 0.2  $\mu\text{m}$  z elementem samoprzylepnym
- tulejka uniwersalna

## Elementy opcjonalne:



element mocujący kateter



strzykawka niskooporowa 10 ml

Numer katalogowy:	Rozmiar katetera [G]	Rozmiar igły Tuohy [G]	Długość igły Tuohy [mm]
ZZOM19G	22 (pediatryczny)	19	50
ZZOM18G	20	18	80
ZZOM17G	19	17	80
ZZOM16G	18	16	80

Przy zamawianiu należy podać nr katalogowy wyrobu, np.: ZZOM18G.

**UWAGA:** Zestaw można zakupić wraz ze strzykawką niskooporową.

Przy zamawianiu należy dodać litery „SN” do numeru katalogowego wyrobu – np.: ZZOM18GSN.

Zamówienie specjalne może zawierać kateter epiduralny z końcówką SOFT (tylko dla wersji ZZOM18G).

Przy zamawianiu należy dodać literę „S” do numeru katalogowego wyrobu – np.: ZZOM18GS.

Zamówienie specjalne może zawierać element mocujący kateter.

Przy zamawianiu należy dodać litery „EM” do numeru katalogowego wyrobu – np.: ZZOM18GEM.