

## ZESTAW DO DIALIZY

dwukanałowy



## Elementy zestawu:

- kateter dwukanałowy
- koszulka przewodnika
- igła 18 G, długość 7 cm  
– dla katetera 6.5 F,  
igła 19 G, długość 7 cm
- przewodnik
- dilator I
- dilator II

## Elementy opcjonalne



## Typ zagięty

Numer katalogowy: przewodnik typ "J"	Reference: guidewire Straight type	Rozmiar katetera [F]	Długość katetera [cm]	Rozmiar dilatora I/II [F]	Rozmiar przewodnika [cale]	Długość przewodnika [cm]	Wersja
ZDD6.5F10Z	ZDD6.5F10ZP	6,5	10	7/8	0,027"	60	Pediatryczny
ZDD6.5F12Z	ZDD6.5F12ZP		12				
ZDD8F10Z	ZDD8F10ZP	8	10	8/10	0,035"		
ZDD8F12Z	ZDD8F12ZP		12				
ZDD8F15Z	ZDD8F15ZP		15				
ZDD11F15Z	ZDD11F15ZP	11	15	10/12	0,035"	70	Dla dorosłych
ZDD11F18Z	ZDD11F18ZP		18				
ZDD11F20Z	ZDD11F20ZP		20				
ZDD12F15Z	ZDD12F15ZP	12	15	10/12			
ZDD12F18Z	ZDD12F18ZP		18				
ZDD12F20Z	ZDD12F20ZP		20				

Przy zamawianiu należy podać nr katalogowy wyrobu, np.: ZDD12F20Z.

## UWAGA:

Na zamówienie istnieje możliwość doboru dodatkowych elementów.

Przy zamawianiu należy dodać na końcu numeru katalogowego odpowiednie litery:

**S** – skalpel

**Y** – nasadka Y

**SR** – Strzykawka prowadząca 5 ml

**SL** – Strzykawka 5 ml

**KLLT** – Złączka TEGO

**KLLI** – Nasadka wtryskowa

**IY** – Igła V

**N** – Przewodnik nitinolowy

**H** – Powłoka hydrofilna

np.: ZDD12F20HZPSYKLLT.

Na zamówienie dostępne różne rozmiary i długości kateterów do dializy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy.

Dostępność oraz parametry mogą ulec zmianie. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielem handlowym spółki Balton.